



Artikelnummer 1000021311



Kroppsformat skydd, ABENA San, 9, grön färgkod, Premium

- ✓ Högeffektiv kärna med Top-Dry-teknik
- ✓ 360° läckagebarriärer som förhindrar läckage runt hela produkten
- ✓ Våtindikator med rutsystem för läckagemätning
- ✓ Stöd för frisk hudbalans
- ✓ Kostnadseffektiv lösning med mindre miljöpåverkan



Produktbeskrivning

ABENA San 5-11 är vårt förstklassiga sortiment med kroppsformade skydd för måttlig till kraftig inkontinens. Den högeffektiva kärnan med Top-Dry-teknik skyddar och vårdar huden genom att hålla det exponerade området torrt och behagligt även efter flera läckage. Skydden har full andningsförmåga och både stående läckagebarriärer och tvärgående barriärer fram och bak för 360°-graders skydd mot läckage. Tillsammans hjälper dessa funktioner till att skydda huden och bibehålla naturlig pH-balans i huden. Odörssystemet minskar risken för oönskad lukt. Med hjälp av våtindikatorn och rutsystemet kan vårdtagare och vårdgivare hitta den produkt som har rätt absorptionsnivå, vilket även underlättar vid byten. Produkterna är dermatologiskt testade och bär det nordiska Svanenmärket. ABENA San i storlekarna 5-11 bör alltid användas med speciella fixeringsbyxor, till exempel våra Abri-Fix-produkter, för att få åtsittande passform och minska risken för läckage. ABENA:s tvådelade system med fixeringsbyxor och inkontinensskydd är en kostnadseffektiv lösning som använder mindre material, har mindre inverkan på miljön och höjer användarens livskvalitet.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Kroppsformat skydd
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	San
Storlek	9
Färg	Vit
Egenskaper	Grön färgkod
Material	Andningsbart bakfolie (BTBS), ECF fluff, elastan, nonwoven, PE, PP, resin, SAP
Längd/djup	73 cm
Bredd	37 cm
Tolerans	+/- 10%
Absorption (Rothwell)	2350 ml
Praktisk absorption	783 ml
Kön	Unisex
Kvalitetsnivå	Premium
Märkningar	CE, MD, Svanenmärket, UKCA
CE-klass	Klass I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Säkerhetsanvisningar och varningar	Förvaras utom räckhåll för barn.
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	5 år

Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas med vanligt hushållsavfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Skydd mot urinläckage vid måttlig till kraftig inkontinens. Enkelt att hitta rätt produktstorlek med hjälp av färgkoder, namn och nummersystem. ABENA San-produkterna lämpar sig för alla behov och kroppsformer, eftersom de används mellan benen och inte runt mage och höfter. ABENA San 5-11 bör alltid användas tillsammans med särskilda fixeringsbyxor, till exempel våra Abri-Fix-produkter. Fixeringsbyxorna säkerställer att skyddet sitter tajt och minskar risken för läckage. Dra upp fixeringsbyxorna till knäna. Vik skyddet på längden, så att det formas till en skål. För in skyddet mellan benet framifrån och bak. Placera skyddets bakre kant vid svanskotan. Vik ut den bakre delen av skyddet horisontellt för att skapa som en kanal mellan benen. Använd våtindikatorn för att kontrollera om produkten har placerats rätt i mitten. Vik ut skyddet horisontellt i framkanten. Dra upp fixeringsbyxorna.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	112 st	60 cm	40 cm	45.2 cm	5713571000656
fp	28 st	34.5 cm	20 cm	29 cm	5713571000649
st	1 st				



Svanen är en officiell skandinavisk miljömärkning. Produkter med Svanenmärket möter stränga miljömässiga krav med hänsyn till råmaterial, produktion, användning, dokumentation samt säkerhet.



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



UKCA-märkningen garanterar att en produkt är säker att använda samt att den efterlever alla säkerhetsåtgärder i linje med produktstandarder och lagstiftning i Storbritannien.



Läckagespärri i bensnittet och runt den absorberande kärnan hjälper med att förhindra läckage och ger en optimal passform.



Produkten andas fullt ut för användarens komfort; även vid långvarig användning. Hjälper att bibehålla hudens integritet.



Din garanti att våra produkter blivit testade mot ingredienser vilka potentiellt kan orsaka hudirritation. Tester genomförda av ett oberoende tredjepartslaboratorium.



Den unika strukturen i vår högpresterande kärna är designad för snabb spridning och inkapsling av urin, vilket resulterar i en torr yta även efter flera tomrum.



Luktkontroll är en kritisk faktor för att säkerställa diskret användning. ABENAs inkontinensprodukter är designade och konstruerade för att säkerställa att minimal lukt uppstår från produkten.



Unik Top-Dry Teknologi som ger snabb absorption och säkerställer en torr yta även efter flera tomrum.



Våtindikatorn är en fukt känslig remsa som ändrar färg eller bleknar bort för att indikera när det är dags att byta produkt.



En kombination av 100 % andningsförmåga, Top-Dry och läckageskydd ger en torr yta och frisk hud även efter flera tomrum vilket hjälper till att bibehålla hudens naturliga pH-balans.



Produkten innehåller inte latex.



Droppsystem som visar absorptionsförmåga. Ju fler droppar, desto bättre absorption. Skala från 1 till 9 droppar.

