



Artikelnummer 1000021315



Kroppsformat skydd, ABENA San, 7/XXL, lila färgkod, Premium

- ✓ Längre skydd för att passa olika kroppsformer
- ✓ Högeffektiv kärna med Top-Dry-teknik
- ✓ Synliga och osynliga läckagebarriärer för extra skydd
- ✓ Våtindikator med rutsystem för läckagemätning
- ✓ Stöd för frisk hudbalans



Produktbeskrivning

ABENA San 7/XXL och 11/XXL är ABENA:s sortiment med kroppsformade skydd i större storlekar. Det längre skyddet ger ökad säkerhet för alla kroppsformer. Den högeffektiva kärnan med Top-Dry-teknik skyddar och vårdar huden genom att hålla det exponerade området torrt och behagligt även efter flera läckage. Skydden har full andningsförmåga och både stående läckagebarriärer och tvärgående barriärer bak. Tillsammans hjälper dessa funktioner till att skydda huden och bibehålla naturlig pH-balans i huden. Odörssystemet minskar risken för oönskad lukt. Med hjälp av våtindikatorn och rutsystemet kan vårdtagare och vårdgivare hitta den produkt som har rätt absorptionsnivå, vilket även underlättar vid byten. Produkterna är dermatologiskt testade och bär det nordiska Svanenmärket. Dessa skydd för urinläckage bör alltid användas med speciella fixeringsunderkläder, som våra Abri-Fix Pants Super 4-6XL-produkter, för att säkerställa åtsittande passform och minska risken för läckage. ABENA:s system i två stycken med fixeringsbyxor och inkontinensskydd är en kostnadseffektiv lösning som använder mindre material, har mindre inverkan på miljön och höjer användarens livskvalitet.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Kroppsformat skydd
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	San
Storlek	7/XXL
Färg	Vit
Egenskaper	Lila färgkod
Material	Andningsbart bakfolie (BTBS), ECF fluff, elastan, nonwoven, PE, PP, resin, SAP
Längd/djup	84 cm
Bredd	46 cm
Tolerans	+/- 10%
Absorption (Rothwell)	1944 ml
Praktisk absorption	648 ml
Kön	Unisex
Kvalitetsnivå	Premium
Märkningar	CE, MD, Svanenmärket, UKCA
CE-klass	Klass I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	5 år

Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas med vanligt hushållsavfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Anatomiskt formade skydd för måttlig till kraftig inkontinens, framtagna för användare i större storlekar och tillverkade i extra lång modell. Enkelt att hitta rätt produktstorlek med hjälp av färgkoder, namn och nummersystem. Skydden bör alltid användas med speciella fixeringsbyxor, till exempel våra Abri-Fix Pants Super 4-6XL. På så sätt hålls skyddet med åtsittande passform och risken för läckage minskar. Dra upp fixeringsbyxorna till knäna. Vik skyddet på längden, så att det formas till en skål. För in skyddet mellan benet framifrån och bak. Placera skyddets bakre kant vid svanskotan. Vik ut den bakre delen av skyddet horisontellt för att skapa som en kanal mellan benen. Använd våtindikatorn för att kontrollera om produkten har placerats rätt i mitten. Vik ut skyddet horisontellt i framkanten. Dra upp fixeringsbyxorna. Se fixeringsguiden i vår broschyr för detaljerad information.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	104 st	57.6 cm	39.6 cm	36.7 cm	5713571000731
fp	26 st	38 cm	18 cm	26 cm	5713571000724
st	1 st				



Svanen är en officiell skandinavisk miljömärkning. Produkter med Svanenmärket möter stränga miljömässiga krav med hänsyn till råmaterial, produktion, användning, dokumentation samt säkerhet.



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



UKCA-märkningen garanterar att en produkt är säker att använda samt att den efterlever alla säkerhetsåtgärder i linje med produktstandarder och lagstiftning i Storbritannien.



Produkten andas fullt ut för användarens komfort; även vid långvarig användning. Hjälper att bibehålla hudens integritet.



Din garanti att våra produkter blivit testade mot ingredienser vilka potentiellt kan orsaka hudirritation. Tester genomförda av ett oberoende tredjepartslaboratorium.



Den unika strukturen i vår högpresterande kärna är designad för snabb spridning och inkapsling av urin, vilket resulterar i en torr yta även efter flera tomrum.



Luktkontroll är en kritisk faktor för att säkerställa diskret användning. ABENAs inkontinensprodukter är designade och konstruerade för att säkerställa att minimal lukt uppstår från produkten.



Effektiva läckagespärar, både synliga och osynliga samt latexfria resårer säkerställer en åtsittande passform, vilket minskar risken för läckage.



Unik Top-Dry Teknologi som ger snabb absorption och säkerställer en torr yta även efter flera tomrum.



Våtindikatorn är en fukt känslig remsa som ändrar färg eller bleknar bort för att indikera när det är dags att byta produkt.



En kombination av 100 % andningsförmåga, Top-Dry och läckageskydd ger en torr yta och frisk hud även efter flera tomrum vilket hjälper till att bibehålla hudens naturliga pH-balans.



Produkten innehåller inte latex.



Droppsystem som visar absorptionsförmåga. Ju fler droppar, desto bättre absorption. Skala från 1 till 9 droppar.

