



Artikelnummer 1000023479

ABRI-SOFT
superdry

**Underlag, ABENA Abri-Soft Superdry,
180x80cm, ljusblå, med bäddflikar**



Produktbeskrivning

Abena Abri-Soft Superdry används som ett skyddande engångsunderlag för till exempel sängar och stolar. Det är lämpligt för inkontinenta användare, men också för icke-sterila moment. Underlägget innehåller både fluff och SAP, vilket hjälper till att kapsla vätskan och ger en torr yta snabbare. Odörssystemet minimerar oönskad lukt. Dessutom har underlägget förseglade kanter för optimalt skydd mot läckage, och ytan är täckt med ett mjuk nonwoven som säkerställer att användaren har det bekvämt. Användningen av engångsunderlägg minskar risken för kontaminering. Finns med och utan bäddflikar. Underlägget med bäddflikar kan med fördel användas för aktiva eller oroliga användare, eftersom underlägget inte rör sig. Abena Abri-Soft Superdry har lätt till måttlig absorptionsförmåga och finns i olika storlekar.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Underlag
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Abri-Soft Superdry
Underfärg	Ljusblå
Egenskaper	Med bäddflikar
Egenskaper	Osteril, varje sidostycke mäter 80x45 cm
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångs
Material	Fluff, nonwoven, PE, SAP, tissue
Tekniska ingredienser	Fluff 76 g/m ² , nonwoven 8 g/m ² , PE 16 my, SAP 3 g
Längd/djup	180 cm
Bredd	80 cm
Tolerans	+/- 2,5 cm
Steriliseringmetod	EO
Absorption (Rothwell)	1636 ml
Praktisk absorption	545 ml
Märkningar	CE, FSC Mix, MD, Svanenmärket
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas med vanligt hushållsavfall.

Instruktioner för förpackningskassering

Kan återanvändas eller förbrännas.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	120 st	60.9 cm	40.4 cm	33.3 cm	5713571004838
fp	30 st	28 cm	20 cm	32 cm	5713571004821
st	1 st				



Svanen är en officiell skandinavisk miljömärkning. Produkter med Svanenmärket möter stränga miljömässiga krav med hänsyn till råmaterial, produktion, användning, dokumentation samt säkerhet.



FSC™ (Forest Stewardship Council) är en internationell, icke-statlig organisation som arbetar med att främja ansvarsfullt skogsbruk över hela världen. FSC™-certifierade produkter är tillverkade av råmaterial från välskötta skogar och ansvarsfulla källor. Märkningens spårbarhet och integritet upprätthålls genom stränga kontrollåtgärder, och genom att välja FSC™-certifierade produkter hjälper du till att ta hand om skogar och de människor och djur som har sitt hem där. FSC™ Mix innebär att produkten består av en blandning av FSC-certifierat trä och återvunnet material. För mer information besök www.fsc.org.



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Din garanti att våra produkter blivit testade mot ingredienser vilka potentiellt kan orsaka hudirritation. Tester genomförda av ett oberoende tredjepartslaboratorium.



Råmaterial som absorberar tio gånger sin egen vikt och ger utmärkt vätskespridning.



Råmaterialet är polyakrylat, som absorberar 33 gånger sin egen vikt.



Produkten är endast avsedd för engångsbruk.

