



Artikelnummer 1999905354



Byxor, ABENA Pants, XS1, grå färgkod, Premium

- ✓ Supermjuk - ger optimal komfort
- ✓ Säker passform tack vare det stora antalet lycratrådar
- ✓ Effektiv kärna med Top-Dry-teknologi
- ✓ Främjar frisk hud
- ✓ 360 graders läckageskydd
- ✓ Odor Control minimerar oönskad lukt



Produktbeskrivning

ABENA Pants är vårt premiumsortiment av engångsbyxor som kan användas som vanliga underkläder vid måttlig till svår inkontinens. De diskreta byxorna är gjorda av andningsbart och supermjukt material, vilket ger optimal komfort. Det stora antalet lycratrådar i midjan säkerställer en säker och bekväm passform, vilket gör produkten idealisk för en aktiv livsstil. Den effektiva kärnan med Top-Dry-teknologi ger snabb absorption och en torr yta, även efter upprepad urinering. 360 graders läckageskydd i form av barriärer och resår. Dessa funktioner hjälper till att skydda huden och bibehålla en naturlig hudbalans. Odörsystemet minimerar risken för oönskad lukt.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Byxor
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Pants
Storlek	XS1
Färg	Vit
Egenskaper	Grå färgkod
Material	Andningsbart bakfolie (BTBS), ECF fluff, elastan, nonwoven, PE, PP, resin, SAP
Längd/djup	730 mm
Bredd	500 mm
Höftmått	45-70 cm
Absorption (Rothwell)	1512 ml
Praktisk absorption	504 ml
Kön	Unisex
Kvalitetsnivå	Premium
Märkningar	CE, MD, UKCA
CE-klass	Klass I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Säkerhetsanvisningar och varningar	Bör förvaras utom räckhåll för barn.
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	5 år
Hållbarhet, öppnad	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.

Instruktioner för produktkassering Kan slängas med vanligt hushållsavfall.

Instruktioner för förpackningskassering Kan återanvändas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Engångsbyxa för lätt, måttlig och kraftig inkontinens som kan användas som vanliga underkläder. Särskilt avsedd för användare som sköter byten själv och för aktiva vårdtagare, men också ett bra alternativ för patienter med demens, reumatiska besvär eller oro. Ta på dig engångsbyxan som du skulle göra med vanliga underkläder, utan att vidröra skyddets insida. Riv upp sidorna efter användning och vid byte. Enkelt att hitta rätt produktstorlek med hjälp av färgkoder, namn och nummersystem.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	96 st	36.7 cm	61.3 cm	30.5 cm	5703538457869
fp	24 st	28 cm	16 cm	29 cm	5703538457876
st	1 st				



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



UKCA-märkningen garanterar att en produkt är säker att använda samt att den efterlever alla säkerhetsåtgärder i linje med produktstandarder och lagstiftning i Storbritannien.



Produkten andas fullt ut för användarens komfort; även vid långvarig användning. Hjälper att bibehålla hudens integritet.



Luktkontroll är en kritisk faktor för att säkerställa diskret användning. ABENAs inkontinensprodukter är designade och konstruerade för att säkerställa att minimal lukt uppstår från produkten.



Effektiva läckagespärar, både synliga och osynliga samt latexfria resårer säkerställer en åtsittande passform, vilket minskar risken för läckage.



Unik Top-Dry Teknologi som ger snabb absorption och säkerställer en torr yta även efter flera tomrum.



En kombination av 100 % andningsförmåga, Top-Dry och läckageskydd ger en torr yta och frisk hud även efter flera tomrum vilket hjälper till att bibehålla hudens naturliga pH-balans.



Produkten innehåller inte latex.



Droppsysteem som visar absorptionsförmåga. Ju fler droppar, desto bättre absorption. Skala från 1 till 9 droppar.

