



Artikelnummer 1999915010

**Förkläde, ABENA, 160x80cm, 20 micron, vit, LDPE, förpackning, osteril, engångs**

- ✓ Med nackband och knytband i ryggen
- ✓ Packade i dispenserlåda
- ✓ Minimerar korskontaminering
- ✓ Hygienisk
- ✓ Utrymmesbesparande

**Produktbeskrivning**

Engångsförkläde av plast, i förpackning. Förpackningen passar i hållare för handskar. Används som skydd för användaren där hög hygienisk standard behövs, t.ex. Inom hälso- och sjukvårdssektorn, vid livsmedelsproduktion, under produktion eller vid förpackning av varor.

**Produktspecifikationer**

|                                                                                    |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbenämning                                                                   | Förkläde                                                                                        |
| Varumärke                                                                          | ABENA                                                                                           |
| Färg                                                                               | Vit                                                                                             |
| Egenskaper                                                                         | Förpackning, osteril                                                                            |
| Engångs- eller flergångsanvändning                                                 | Engångs                                                                                         |
| Material                                                                           | LDPE                                                                                            |
| Längd/djup                                                                         | 160 cm                                                                                          |
| Bredd                                                                              | 80 cm                                                                                           |
| Tjocklek                                                                           | 20 micron                                                                                       |
| Märkningar                                                                         | CAT I, CE, Livsmedelsgodkänd                                                                    |
| CE-kategori                                                                        | CAT I                                                                                           |
| Direktiv, förordningar och lagstiftning                                            | (EG) nr 10/2011, (EU) 2016/425, (EG) nr 1935/2004, (EG) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020 |
| Säkerhetsanvisningar och varningar                                                 | Plast är en farlig leksak för barn.                                                             |
| På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum: | 5 år                                                                                            |
| Förvaringsinstruktioner                                                            | Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.                                               |
| Instruktioner för produktkassering                                                 | Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.                    |
| Instruktioner för förpackningskassering                                            | Kan återanvändas eller brännas.                                                                 |

**Bruksanvisning**

Dra över huvudet och knyt i ryggen.

Förpackning

| Enhet   | Innehåll | Längd | Bredd   | Höjd    | EAN           |
|---------|----------|-------|---------|---------|---------------|
| kartong | 450 st   | 38 cm | 26.5 cm | 27.5 cm | 5703538483172 |
| fp      | 50 st    | 25 cm | 12 cm   | 8.5 cm  | 5703538483165 |
| st      | 1 st     |       |         |         |               |



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Glasgaffelsymbolen garanterar att produkterna lever upp till de krav som ställs i den europeiska lagstiftningen för material i kontakt med livsmedel. Symbolen är obligatorisk för produkter som kommer i kontakt med livsmedel.



KAT I PPE är endast för produkter med minimal risk.



Produkten är förpackad i en kartongdispenser.



Produkten är endast avsedd för engångsbruk.

