



Artikelnummer 1999915012

**Förkläde, ABENA, 115x70cm, 20 micron, transparent, LDPE, förpackning, osteril, engångs**

- ✓ Med nackband och knytband i ryggen
- ✓ Packade i dispenserlåda
- ✓ Minimerar korskontaminering
- ✓ Hygienisk

**Produktbeskrivning**

Engångsförkläde av plast, i förpackning. Förpackningen passar i hållare för handskar. Används som skydd för användaren där hög hygienisk standard behövs, t.ex. Inom hälso- och sjukvårdssektorn, vid livsmedelsproduktion, under produktion eller vid förpackning av varor.

**Produktspecifikationer**

Artikelbenämning	Förkläde
Varumärke	ABENA
Underfärg	Transparent
Egenskaper	Förpackning, osteril
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångs
Material	LDPE
Längd/djup	115 cm
Bredd	70 cm
Tjocklek	20 micron
Märkningar	CAT I, CE, Livsmedelsgodkänd
CE-kategori	CAT I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	(EG) nr 10/2011, (EU) 2016/425, (EG) nr 1935/2004, (EG) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Säkerhetsanvisningar och varningar	Plast är en farlig leksak för barn.
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller brännas.

Bruksanvisning

Dra över huvudet och knyt i ryggen.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	720 st	38 cm	26.5 cm	27.5 cm	5703538483219
fp	80 st	25 cm	12 cm	8.5 cm	5703538483202
st	1 st				



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Glasgaffelsymbolen garanterar att produkterna lever upp till de krav som ställs i den europeiska lagstiftningen för material i kontakt med livsmedel. Symbolen är obligatorisk för produkter som kommer i kontakt med livsmedel.



KAT I PPE är endast för produkter med minimal risk.



Produkten är förpackad i en kartongdispenser.



Produkten är endast avsedd för engångsbruk.



Materialet är antistatbehandlat.

