



Artikelnummer 220947



Filmförband, ABENA, 10m x 5cm, transparent, osteril

- ✓ Transparent
- ✓ Skyddande
- ✓ Semipermeabelt
- ✓ Bakterie- och virussäkert
- ✓ Vattentätt
- ✓ Hudvänligt



Produktbeskrivning

ABENA transparenta filmförband på rulle är en mjuk, bekväm och tunn semipermeabel polyuretanfilm. Filmförbandet är bakterie- och virussäkert. Det är också vätsketätt. Avdunstningsförmågan minskar risken för hudurlakning under filmen. Klistret är hudvänligt och lämnar inte kvar några rester.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Filmförband
Varumärke	ABENA
Underfärg	Transparent
Egenskaper	osteril
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångs
Ingredienser/sammansättning	PUR, akrylatklistre
Längd/djup	10 m
Bredd	5 cm
Vikt, brutto	90.5 g
Märkningar	CE
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	93/42/EEC
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas med vanligt hushållsavfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Bruksanvisning

ABENA transparent filmförband kan användas för fixering av primära sårförband, samt som skyddande lager över utsatta hudområden. Det är viktigt att filmen häftar vid ordenligt på huden innan skyddsytan avlägsnas. Detta kan göras med hjälp av en varm hand. Kan klippas i lämpliga längder.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	72 st	38 cm	22 cm	28 cm	5703538769238
st	1 st				5703538769214



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Produkten innehåller inte latex.



Produkten är vätsketät.