



Artikelnummer 220986



Gasvävskompress, ABENA, 8-lags, 10x10cm, vit, steril, 17 trådar, engångs

- ✓ Mjuk
- ✓ Absorberande
- ✓ Behaglig mot huden



Produktbeskrivning

ABENA gasbinda gjorda av 100 % bomull, är en mjuk gasbinda med många applikationer inom vården där sterila produkter inte krävs.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Gasvävskompress
Varumärke	ABENA
Färg	Vit
Egenskaper	Osteril, 17 trådar
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångs
Ingredienser/sammansättning	100 % bomull
Längd/djup	10 cm
Bredd	10 cm
Antal lager	8-lags
Märkningar	UKCA, CE, MD
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	UK MDR 2002, MDR (EU) 2017/745
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas med vanligt hushållsavfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	5000 st	52 cm	21 cm	51 cm	6972403304433
fp	100 st	10 cm	10 cm	9.5 cm	6972403304440
st	1 st				



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



UKCA-märkningen garanterar att en produkt är säker att använda samt att den efterlever alla säkerhetsåtgärder i linje med produktstandarder och lagstiftning i Storbritannien.



Produkten innehåller inte latex.