

Artikelnummer 220989

ABENA®



## Gasvävskompress, ABENA, 7,5x7,5cm, vit, höggradigt ren, 17 trådar

- ✓ Mjuk
- ✓ Absorberande
- ✓ Behaglig mot huden



### Produktbeskrivning

ABENA gasbinda gjord av 100 % bomull har många applikationer inom sjukvården där sterila produkter inte krävs, men där en hög renhetsgrad är önskvärd.



### Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Gasvävskompress
Varumärke	ABENA
Färg	Vit
Egenskaper	Höggradigt ren, 17 trådar
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångs
Ingredienser/sammansättning	100 % bomull
Längd/djup	7.5 cm
Bredd	7.5 cm
Vikt, netto	0.9 g
Vikt, brutto	214.2 g
Antal lager	8-lags
Märkningar	CE
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	93/42/EEC
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas med vanligt hushållsavfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

### Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	60 box	48 cm	40 cm	43 cm	5703538006418
box	150 st				5703538006289



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Produkten innehåller inte latex.

