



PRODUKTFAKTABLAD

CURI MED Stödbinda, Ideal 5

2015-04-13

Art nr: 221101 + 221060 - 221063

Beskrivning

Stödbinda

Latexfri

Off white

Osteril

90 % elasticitet

Till flergångsbruk, kan tvättas i tvättpåse i 90°C. Ska torkas liggande

Kan steriliseras genom Autoklavering i 134°C, Etylenoxid eller Gammastrålning



Material

Bomull 100 %

CE

CE-märkt enligt EU direktiv 93/42/EEC, Klass 1

Certifikat

Är framställt i förhållande till Oeko-Tex Standard 100

Användning

Elastiskt stödbandage av hög kvalitet. Används som stödbandage vid trauma på leder och muskler där man önskar en kraftig kompression och som efterbehandling till frakturer och luxationer. Kan även användas till fixering av sårbandage och gipsskenor. Det höga innehållet av bomull gör bindan mycket mjuk och tillåter huden att andas. Bindan suger ej åt sig av krämer och liknande, utmärkt om huden är torr och behöver smörjas.

Förpackning

Levereras styckpackade i cellofan för att behålla renheten även efter att kartongen är öppnad. Passar utmärkt i verksamheter som ambulans och hemsjukvård där de enkelt kan packas om till annan förvaring. Det medföljer ett clips till varje bandage för att hålla ihop bindan när den ej används.

Art nr	Benämning	Storlek	Antal/förp	Antal förp/kart
221101	Stödbinda, ideal 5	4 cm x 5 m	10	10
221060	Stödbinda, ideal 5	6 cm x 5 m	10	10
221061	Stödbinda, ideal 5	8 cm x 5 m	10	10
221062	Stödbinda, ideal 5	10 cm x 5 m	10	5
221063	Stödbinda, ideal 5	12 cm x 5 m	10	5

**Förvaring**

Förvaras torrt och skyddat från solljus.

Förvaras i -5 till +25°C

Hållbarhet: 5 år efter produktionsdagen vid rätt förvaring

Destruktion av vara: Kan brännas eller kastas bland hushållssoporna

Destruktion av emballage: Kan lämnas på kommunala återvinningscentralen, komposteras eller brännas