



Artikelnummer 221062



## Ideal binda, ABENA, 5m x 10cm, off-white, ideal binda 5, osteril, 90 % elasticitet

- ✓ 100 % bomull
- ✓ Stödbandage
- ✓ Hudvänligt



### Produktbeskrivning

ABENA Ideal binda 5 innehåller 100 % bomull vilket gör kompressen mycket hudvänlig, och låter huden andas. Bindan är resistent mot salvor och liknande. Används som stödbandage vid trauma mot leder och muskler, samt vid efterbehandling av frakturer. Kan också användas för fixering av sårförband, skenor och liknande.



### Produktspecifikationer

|  |   |
|--|---|
| Artikelbenämning   | Ideal binda                                       |
| Varumärke  | ABENA   |
| Underfärg  | Off-white   |
| Egenskaper   | Ideal binda 5, osteril, 90 % elasticitet          |
| Engångs- eller flergångsanvändning   | Flergångs   |
| Ingredienser/sammansättning  | 100 % bomull                                      |
| Längd/djup   | 5 m   |
| Bredd  | 10 cm   |
| Vikt, netto  | 59.3 g  |
| Vikt, brutto   | 60 g  |
| Märkningar   | CE  |
| CE-klass   | Klass I   |
| Direktiv, förordningar och lagstiftning  | 93/42/EEC   |
| På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum: | 5 år  |
| Förvaringsinstruktioner  | Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus. |
| Instruktioner för produktkassering   | Kan slängas med vanligt hushållsavfall.           |
| Instruktioner för förpackningskassering  | Kan återanvändas eller förbrännas.                |

### Förpackning

| Enhet   | Innehåll | Längd   | Bredd   | Höjd    | EAN           |
|---------|----------|---------|---------|---------|---------------|
| kartong | 50 rl    | 57 cm   | 28.8 cm | 12.2 cm | 5703538772191 |
| fp      | 10 rl    | 27.3 cm | 11.5 cm | 11 cm   | 5703538772177 |
| rl      | 1 rl     |         |         |         |               |



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Produkten innehåller inte latex.

