



Artikelnummer 221435



IV-förband, ABENA, 8x6cm, vit, nonwoven med sårdyna

- ✓ latexfri
- ✓ enkelförpackad
- ✓ steril



Produktbeskrivning

ABENA IV-förband är ett mjukt och bekvämt förband. Det övre skiktet består av ett mjukt och behagligt nonwoven-material. Den mjuka dynan på förbandet absorberar överflödigt vätska från punktionsplatsen och förhindrar att förbandet fastnar vid nålen. Klistret är mycket hudvänligt och lämnar inga rester. Förbandet är försett med en slits och är lätt att applicera. Latexfritt, förpackat styckvis och sterilt.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	IV-förband
Varumärke	ABENA
Färg	Vit
Egenskaper	Nonwoven med sårdyna
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångs
Material	Nonwoven, polyester, akrylat
Ingredienser/sammansättning	Akrylat, non-woven, polyester
Längd/djup	8 cm
Bredd	6 cm
Vikt, netto	1.1 g
Vikt, brutto	3.2 g
Steriliseringmetod	EO
Märkningar	CE
CE-klass	Klass Is
Direktiv, förordningar och lagstiftning	93/42/EEC
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Öppnad förpackning förbränns, bruten förpackning levereras som farligt avfall för förbränning.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Används för att fixera IV-nålar, drän osv. Kitet innehåller en liten dyna som placeras under IV-nålen för att skydda mot tryckskador.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	1600 st	67.5 cm	31 cm	32.5 cm	5703538768552
fp	100 st	31.8 cm	7.2 cm	14.5 cm	5703538768538
st	1 st				



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.

STERILE

Produkten är steril



Produkten innehåller inte latex.

