

Nitrilhandskar

Classic, puderfri, svart

Engångshandske i nitril. Är elastisk och anpassar sig till handens form under användning. Kan användas vid rengöring, vårduppgifter - även vid kontakt med blod och andra kroppsvätskor, livs-medelshantering, hantering av läkemedel och hantering av en mängd olika kemikalier. Innehåller ej latex och kan därför användas vid latexallergi.



Standarder

EN 455-2	EN 388 (0,0,0,0)
EN 455-3	EN 421
EN 455-3	
EN 455-4	
EN 374-1	
EN 374-2	
EN 374-3	EN 374-3

Fakta

Tjocklek - handflata	0,05 mm (+/- 0,02)
Tjocklek - fingrar	0,08 mm (+/- 0,02)
Tjocklek - handled	0,05 mm (+/- 0,02)
Vikt	3,20 g (+/- 0,2)
Brottstyrka	6N
Hållbarhet	5 år
Förvaring	Förvaras i 5-40°C

Art.nr	Färg	Storlek	st.pr.fp./fp.pr.krt.
290482	■ Svart	S	100/10
290483	■ Svart	M	100/10
290484	■ Svart	L	100/10
290485	■ Svart	XL	100/10



MEDIUM
GRIP



EN
455



CAT
III

