



PRODUKTFAKTABLAD

Produktbeskrivning:	Abri-Fix Leaf Super, vit och svart Abri-Fix Leaf Super är en mjuk och elastisk fixeringsbyxa utan ben i 97 % polyamid och 3 % elasthan. Byxan är mjukt tätstickad med unik passform och hög hållbarhet. Byxan är försedd med stabiliseringszoner och storleksmarkering i midjeresåren. Är lätt att ta av och på. Tvättanvisning: 60 grader, använd ej skölj- och/eller blekmedel lätt torktumling, klarar minst 100 tvättar. Tvättas med fördel i tvättpåse för att ytterligare förlänga hållbarheten.
Symboler:	 
Material:	97 % polyamid, 3 % elasthan
Ytteremballage:	Wellpappkartong
Märkning:	CE-märkt enligt kraven i det Europeiska direktivet för medicintekniska produkter, MDD 93/42/EEC
Destruktion av vara:	Kan brännas eller kastas i hushållssoporna
Destruktion av emb:	Kan lämnas på kommunala återvinningscentralen eller förbrännas
Datum:	2019-02-22





Abri-Fix Art.nr	Produkt / Färg	Antal st/fp	Antal fp/ kartong	Antal kartong/ pall	Höftmått cm	Midjemått cm
3880	Leaf Super XS / Grå	1	3	704	60-90	60-80
3881	Leaf Super S / Gul	1	3	704	70-110	65-90
3882	Leaf Super M / Blå	1	3	704	80-130	70-100
3883	Leaf Super L / Brun	1	3	704	90-150	80-110
3884	Leaf Super XL / Grön	1	3	704	100-170	90-120
303885	Leaf Super XXL*	1	3	704	110-175	105-135
303886	Leaf Super XXXL*	1	3	704	120-180	115-145

Abri-Fix Art.nr	Produkt	Antal st/fp	Antal fp/ kartong	Antal kartong/ pall	Höftmått cm	Midjemått cm
3871	Leaf Super S*	1	10	228	70-110	65-85
3872	Leaf Super M*	1	10	228	80-130	75-105
3873	Leaf Super L*	1	10	228	90-150	85-115
3874	Leaf Super XL*	1	10	228	100-170	95-125

*Märkta med storlek i text i linningen.

Tas på som vanliga underkläder. Inkontinensskyddet ska skålformas vid iläggning för säker fixering.

