


Artikelnummer 407400

ABRI-SOFT
washable

Underlägg, ABENA Abri-Soft Washable, 90x85cm, ljusblå, med bäddflikar

- ✓ Tvättbart absorberande underlägg
- ✓ Högre komfort
- ✓ Mjuk och behaglig yta
- ✓ OEKO-TEX-certifierad
- ✓ Andningsbart material
- ✓ Vätsketätt
- ✓ Kan tvättas minst 100 gånger



Produktbeskrivning

Abri-Soft Washable är ett skyddande underlägg för sängar och madrasser. Det är tillverkat av ett tvättbart material, och det är lämpligt som ett extra, diskret skydd vid inkontinens. Produkten har ett andningsbart spärrskikt som förhindrar genomvätning. Ytan är mjuk och behaglig, vilket ger användare optimal komfort, samtidigt som de rundade hörnen minskar slitage när underlägget tvättas. Abri-Soft Washable finns med bäddflikar som är perfekt för aktiva eller rastlösa användare, eftersom flikarna förhindrar att underlägget rör sig. Det finns också i en variant med handtag, vilket gör det enkelt att flytta användaren i sängen.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Underlägg
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Abri-Soft Washable
Underfärg	Ljusblå
Egenskaper	Med bäddflikar
Egenskaper	Varje bäddflik är 85x50 cm
Engångs- eller flergångsanvändning	Flergångs
Material	Polyester, Rayon, TPU
Längd/djup	90 cm
Bredd	85 cm
Märkningar	CE, MD, OEKO-TEX
CE-klass	Klass I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas med vanligt hushållsavfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Underlägget måste placeras med den blå sidan nedåt mot madrassen. Se till att underlägget ligger helt slätt. För optimalt skydd ska produkten tvättas före användning.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	30 st	45.7 cm	32.5 cm	64 cm	5703538429071
st	1 st				5703538429057



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



OEKO-TEX, även kallat "Tilltro till Textiler", är en hälso- och miljömärkning som används över hela världen. Certifieringen intygar att textilier inte innehåller ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön.



Produkten andas.