



PRODUKTFAKTABLAD

Abri-Fix Pants

Produktbeskrivning:

Abri-Fix Pants är en vit mjuk fixeringsbyxa med ben i 96 % polyamid och 4 % elasthan. Fixeringsbyxan är stickad med en teknik, som minskar antalet sömmar och därmed också risken för hudirritation/sår. Är lätt att ta av och på. Färgmarkering för storlek finns i midjeresåren.

Tvättanvisning: 60 grader, lätt torktumling, klarar minst 25 tvättar.
Tvättas med fördel i tvättpåse för att ytterligare förlänga hållbarheten.

Symbol:



Material:

96 % polyamid, 4 % elasthan

Ytteremballage:

Wellpappkartong

Märkning:

CE-märkt enligt kraven i det Europeiska direktivet för medicintekniska produkter, MMD 93/42/EEC

Destruktion av vara:

Kan brännas eller kastas i hushållssoporna

Destruktion av emb: eller brännas

Kan lämnas på kommunala återvinningscentralen



Datum:

2017-03-10

Abri-Fix 10 pack Art.nr	Produkt / Färg	Antal st/fp	Antal fp/ kartong	Antal kartong/ pall	Höftmått cm	Midjemått cm
4238	Pants S / Gul	10	10	48	50-80	40-80
4239	Pants M / Blå	10	10	48	70-100	60-100
4240	Pants L / Brun	10	10	48	85-120	80-120
4241	Pants XL / Grön	10	10	48	105-130	100-160
4242	Pants XXL / Orange	10	10	48	115-140	140-180
4243	Pants XXXL / Vit	10	10	48	120-150	160-200

Tas på som vanliga underkläder. Inkontinensskyddet ska skålformas vid iläggning för säker fixering.

