



Artikelnummer 4616



ABRI • CLINIC

Britspapper, ABENA Abri-Clinic, 1-lags, 65m x 70cm, ljusblå, med PE-beläggning, 171 ark, perforerat

- ✓ Absorberande yta
- ✓ Vätsketätt spärrskikt
- ✓ Perforerade ark
- ✓ Finns i olika storlekar

Produktbeskrivning

ABENA:s medicinska britspapper Abri-Clinic används bland annat för att skydda bårar och britsar. Britspapperet har en absorberande yta och en vattentät baksida, vilket säkerställer att vätskor av olika slag inte tränger igenom. Perforeringen gör det lätt och enkelt att riva av. Genom att använda papper för engångsbruk minskar risken för kontaminering och hygien förbättras. Abri-Clinic finns i olika bredder. Kan användas med eller utan dispenser.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Britspapper
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Abri-Clinic
Underfärg	Ljusblå
Egenskaper	Med PE-beläggning, 171 ark
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångs
Perforering	Perforerat
Material	Papper, PE
Ingredienser/sammansättning	100 % cellulosa
Längd/djup	65 m
Bredd	70 cm
Antal lager	1-lags
Rullens kärndiameter	4 cm
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas bland hushållsavfall. Vid misstanke om kontaminering ska produkten kasseras som kliniskt avfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Britspappret måste placeras med den blå sidan nedåt mot britsen. Se till att tissuen är helt slät före användning.



Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	6 rl	32 cm	22 cm	71 cm	5703538425073
rl	171 ark				



Produkten är endast avsedd
för engångsbruk.