



Artikelnummer 500150

Britsunderlägg, 1-lags, 170x57cm, natur, papper, arkat, returfiber, engångs

- ✓ Absorberande material
- ✓ Arkat
- ✓ 1-lags
- ✓ Enkelt och hygieniskt



Produktbeskrivning

Arkat britspapper av returfiber. Skyddar britsar etc. mot fukt och smuts.

Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Britsunderlägg
Underfärg	Natur
Egenskaper	Arkat, returfiber
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångs
Material	Papper
Ingredienser/sammansättning	Returfiber
Längd/djup	170 cm
Bredd	57 cm
Vikt, netto	40 g
Antal lager	1-lags
Märkningar	Svanenmärket
Hållbarhetstid	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas bland hushållsavfall. Vid misstanke om kontaminering ska produkten kasseras som kliniskt avfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Se till att britspappret ligger helt slätt innan användning.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	200 st	83 cm	60 cm	8 cm	7331246000855
fp	200 st	83 cm	60 cm	8 cm	
st	1 st				



Svanen är en officiell skandinavisk miljömärkning. Produkter med Svanenmärket möter stränga miljömässiga krav med hänsyn till råmaterial, produktion, användning, dokumentation samt säkerhet.