



Artikelnummer 1999903453



Classic

Undersökningshandske, ABENA Classic, XL, nature, latex, puderfri

- ✓ Bra grepp
- ✓ Elastiskt
- ✓ Bra passform
- ✓ Bra känsel vid användning



Produktbeskrivning

Undersökningshandske med texturerad yta. Lämplig för livsmedelshantering utan fett innehåll och kortare rengöring utan starka kemikalier.



HIGH GRIP



EN ISO 374-5: 2016



374-1:2016/ Type B



AQL 1.5

EN 420 EN 455

Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Undersökningshandske
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Classic
Storlek	XL
Färg	Nature
Egenskaper	Heltexturerad, hög greppförmåga, rullad kant
Funktioner	Puderfri
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångsanvändning
Material	Latex
Innehållsförteckning	Latex, ZDBC, ZDEC, Zinc oxide, Sulfur, Titanium Dioxide, Calcium Nitrate, Polymer, Freesil P2, WAX
Längd/djup	240 mm
Bredd	115 mm
Märkningar	CE. Livsmedelsgodkänd. CAT III. MD.
CE-kategori	CAT III
CE-klass	Klass I
Produkt- eller teststandarder	EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 374-1:2016 Type B KST, AQL 1.5, EN 420, EN 455
Direktiv, förordningar och lagstiftning	(EG) nr 1935/2004, (EG) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Säkerhetsanvisningar och varningar	Kontrollera om användare eller patienter verkar vara allergiska mot materialet och använd i så fall vinyl eller nitril. Innehåller latexprotein.
Hållbarhetstid	3 år
Hållbarhet, öppnad	3 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rent och i rumstemperatur.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.

Bruksanvisning

Kontrollera att handskarna inte har några defekter före användning.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	1000 st	36 cm	24.5 cm	22.5 cm	5703538445354
fp	100 st	21.5 cm	12 cm	7 cm	5703538445347
par	2 st				
st	1 st				



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Tredjeparts typgodkännande krävs för alla kategori III-klassade produkter inom personlig skyddsutrustning (PPE). KAT III-produkter åtföljs av ett notifierat organisationsnummer för tredjepartsverifiering av produktens säkerhet.



Glasgaffelsymbolen garanterar att produkterna lever upp till de krav som ställs i den europeiska lagstiftningen för material i kontakt med livsmedel. Symbolen är obligatorisk för produkter som kommer i kontakt med livsmedel.



Produkten innehåller latex.



Handskan har en heltexturerad yta.



Handskan har ett kraftigt grepp.



Handskan är 240 mm lång.



Standarden specificerar kraven för skyddshandskar beträffande skydd mot farliga kemikalier och mikroorganismer. Den här delen av standarden beskriver handskens motståndskraft mot bakterier, svamp och virus.



Standarden specificerar kraven för skyddshandskar beträffande skydd mot kemikalier och mikroorganismer. Typ B har testats under en genomträngningstid på minst 30 minuter med kemikalierna Natriumhydroxid 40%, Saltsyra 40% och Formaldehyd 37%.

**EN
420**

Standarden specificerar kraven för skyddshandskar i förhållande till allmänna krav och testmetoder.

**EN
455**

EN 455 består av fyra standarder som handskar ska testas mot för att uppfylla kraven för medicinska skyddshandskar. Standarden specificerar kraven för medicinska engångshandskar.

