



Artikelnummer 290441



Undersökningshandskar, ABENA Classic Protect, XL, svart, nitril, puderfria

- ✓ Bekväm
- ✓ Elastisk
- ✓ Formar sig efter handen
- ✓ Inga latexproteiner



CAT III



Produktbeskrivning

Elastisk undersökningshandske som formar sig efter handen när den används. Kan användas för en mängd olika uppgifter som rengöring, vård, livsmedelshandtering, laborationer, läkemedelshandtering, cytostatika och hormonkrämer. Innehåller inga latexproteiner och är därför säkra att använda vid latexallergi



MEDIUM
GRIP



AQL
1.5



EN 455
EN ISO 21420

Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Undersökningshandskar
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Classic Protect
Storlek	XL
Färg	Svart
Egenskaper	Extra stark, texturerade fingertoppar, latexfri, Medium greppförmåga, rullad kant
Funktioner	Puderfria
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångsanvändning
Material	Nitril
Innehållsförteckning	Nitrile, Potassium Hydroxide, Zinc oxide, ZDEC, ZDBC, Sulfur, Titanium Dioxide, Wingstay L, Black pigment, Chlorine
Längd/djup	240 mm
Bredd	115 mm
Tjocklek	0,07 +/- 0,02 mm
Märkningar	CE. Livsmedelsgodkänd. CAT III. MD.
CE-kategori	CAT III
CE-klass	Klass I
Produkt- eller teststandarder	AQL 1.5, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455, EN ISO 21420:2020
Direktiv, förordningar och lagstiftning	(EG) nr 1935/2004, (EG) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745
Hållbarhetstid	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rent och i rumstemperatur.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.

Bruksanvisning

Kontrollera att handskarna inte är skadade eller defekta före användning.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	1800 st	44 cm	25.5 cm	25.5 cm	5703538036095
fp	180 st	24 cm	12.2 cm	8.5 cm	5703538035999
par	2 st				
st	1 st				



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Tredjeparts typgodkännande krävs för alla kategori III-klassade produkter inom personlig skyddsutrustning (PPE). KAT III-produkter åtföljs av ett notifierat organisationsnummer för tredjepartsverifiering av produktens säkerhet.



Glasgaffelsymbolen garanterar att produkterna lever upp till de krav som ställs i den europeiska lagstiftningen för material i kontakt med livsmedel. Symbolen är obligatorisk för produkter som kommer i kontakt med livsmedel.



Produkten innehåller inte latex.



Handsken har texturerad fingrar.



Handsken har ett medelstarkt grepp.



Handsken är 240 mm lång.



Standarden specificerar kraven för skyddshandskar beträffande skydd mot kemikalier och mikroorganismer. Typ B har testats under en genomträngningstid på minst 30 minuter med kemikalierna Natriumhydroxid 40%, Väteperoxid 30% och Formaldehyd 37%.



Standarden specificerar kraven för skyddshandskar beträffande skydd mot farliga kemikalier och mikroorganismer. Den här delen av standarden beskriver handskens motståndskraft mot bakterier, svamp och virus.

EN 455

EN 455 består av fyra standarder som handskar ska testas mot för att uppfylla kraven för medicinska skyddshandskar. Standarden specificerar kraven för medicinska engångshandskar.

EN ISO 21420

Denna standard specificerar de allmänna kraven och relevanta testprocedurer för handskdesign och konstruktion, ofarlighet, komfort och effektivitet, samt märkning och information som tillhandahålls av tillverkaren som gäller alla skyddshandskar.

