

Oxivir Excel Foam Acti

Bruksfärdigt rengörings- och desinfektionsmedel för ytor på icke-invasiva medicintekniska produkter och för hårda ytor

Produktbeskrivning

Oxivir Excel Foam Acti, med AHP-teknik, är det perfekta valet för rengöring och desinfektion i ett steg. En färdig att använda skumspray för alla användningsområden för rengöring och desinfektion av hårda ytor samt för ytor på icke-invasiva medicintekniska produkter (endast för professionellt bruk).

Produktegenskaper

- Färdig att använda skumspray, idealisk produkt för alla användningsområden, inklusive hälso- och sjukvårdsområden, icke-hälso- och sjukvårdsområden och livsmedelssektorer.
- Fullständigt virusdödande.
- Snabb avdödning av ett brett spektrum av virus, bakterier och jästsvampar.
- Överlägsen rengöring med högpresterande tensidsystem.
- Doftfri.
- Ingen sköljning krävs.
- Bryts aktivt ned till vatten och syre.
- BPR-godkänd biocid.
- Certifierad medicinteknisk produkt.

Produktfördelar

- Oxivir Excel Foam Acti har bredspektrumseffekt mot bakterier, jästsvampar och virus vid korta kontakttider och ger högsta möjliga desinfektion mot flera farliga patogener.
- BPR-godkänt och omfattande testat enligt europeiska normer.
- Oxivir Excel Foam Acti har en fullständig virucidal effekt, inklusive bevisad effektivitet mot icke-höljeförsedda virus såsom polio, adeno, murint norovirus och höljeförsedda virus såsom coronavirus, vacciniavirus, HIV, HBV, HCV och influensa.
- Oxivir Excel Foam Acti har en stark rengöringsförmåga tack vare de kraftfulla tensiderna, vilket gör det till inte bara ett utmärkt desinfektionsmedel utan också ett utmärkt rengöringsmedel.
- AHP-formuleringen är skonsam mot ytor, förlänger utrustningens livslängd och lämnar inga hårda rester på ytan.

CE
0044



 **Diversey Europe**
Operations B.V.
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



BPR
APPROVED



© A.I.S.E

Oxivir Excel Foam Acti

Produktfördelar (...fortsättning)

- Oxivir Excel Foam Acti är lämpligt för daglig rengöring och desinfektion av hårda ytor samt för användning i områden med hög beröringsfrekvens inom detaljhandel, utbildning, livsmedelsservice, långvård och andra sektorer, samt i högriskområden på sjukhus såsom operationssalar, intensivvårdsavdelningar, neonatalintensivvårdsavdelningar och patientrum.
- Inga krav på personlig skyddsutrustning, såvida det inte är för långvarig användning.

Bruksanvisning

Skumsprutning (små ytor) och spridning med en fuktad trasa, använd vid rumstemperatur:

- Ta bort grov smuts.
- Applicera produkten genom att fukta den icke-porösa ytan och/eller den icke-invasiva medicinska anordningen helt.
- Låt verka i 5 minuter.
- Låt lufttorka. Ytan behöver inte sköljas.
- Tvätta händerna efter hantering.

Teknisk information

Utseende:	Klar gul till färglös vätska
Lukt:	Neutral
pH koncentrat:	≈ 1.95
Relativ densitet (20°C):	≈ 1.
Hållbarhet:	2 år efter tillverkning (Sista förbrukningsdag: se förpackningen)
Aktiv ingrediens:	0,36% väteperoxid

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och avfallshantering av denna produkt finns i ett separat säkerhetsdatablad, sds.solenis.com. Hantera enligt god industriell hygien och säkerhetspraxis. Hålls borta från mat, dryck och djurfoder. Blanda inte med andra produkter om inte Diversey ger råd om detta. Förvaras i slutna originalförpackningar och ska hållas borta från extrema temperaturförhållanden. Produkten är inte avsedd att återanvändas. Endast för professionella användare/specialister.

Varning

Förvara inom följande temperaturintervall: 6 °C - 35 °C. Använd inte om förpackningen är skadad. Förvara bort från solljus. Förvaras oåtkomligt för barn och djur som inte är avsedda som målgrupp. Varning: Kan vara frätande för metaller.

Personlig skyddsutrustning

Fullständig information om personlig skyddsutrustning för denna produkt finns i ett separat säkerhetsdatablad; sds.diversey.com. **PPE:** Använd personlig skyddsutrustning enligt behov. **Handskydd:** Skölj och torka händerna efter användning. Vid långvarig kontakt kan det vara nödvändigt att skydda huden.

Avfallshantering

Fullständiga anvisningar om avfallshantering av denna produkt finns i ett separat säkerhetsdatablad; sds.diversey.com.

Oxivir Excel Foam Acti

Att beakta

Oxivir Excel Foam Acti är avsett för användning som desinfektionsmedel på hårda ytor, inklusive hårda ytor på icke-invasiva medicintekniska produkter. Under rekommenderade användningsförhållanden är Oxivir Excel Foam Acti lämpligt för användning på ytor såsom rostfritt stål, krom, vinyl, nylontyger, laminerade ytor, glas, gummi, hårda och flexibla plaster (polypropen, polyuretan, polyeten, PVC-akryl, glasfiber och polykarbonat). Användning för andra ändamål än de som anges rekommenderas inte. Oxivir Excel Foam Acti är inte avsett för användning på invasiva medicintekniska produkter. **Blanda inte med andra produkter. Ej avsett för porösa eller syrakänsliga ytor.**

Mikrobiologisk information

Användningsområde: PT2 Sjukvård under smutsiga förhållanden, PT2 Icke-sjukvård under smutsiga förhållanden & PT4 Ytor i kontakt med livsmedel under smutsiga förhållanden

Användning	Krav	EN Norm	Organim	Utspädning	Kontakttid
Skum - Sprutning och eventuell avtorkning	Bakteriedödande	EN 13727 EN 1276 EN 13697 EN 16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli.	RTU	5 min
	Yeasticidal	EN 13624 EN 1650 EN 13697 EN 16615	C. albicans		
	Virucidal	EN 14476	Adenovirus, Murine norovirus, Poliovirus		

Miljöinformation

De tensider som används i denna produkt är biologiskt nedbrytbara i enlighet med kraven i EU:s tvättmedelsförordning, EG 648/2004.

Godkännanden

- Biocid: BBPR EU-0032483-0002 1-2
- Anmäld organ för medicintekniska produkter: CE0044

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
60050969	OXIVIR EXCEL FOAM ACTI 6X0.75L W3	Ready-to-use

www.solenis.com

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.27/03/2026 sv-SE (K02980)