



Artikelnummer 6942



Ytdesinfektion, ABENA, 1000 ml, 70 % etanol, flaska med snäpplock

- ✓ Ytdesinfektion
- ✓ 70 % etanol
- ✓ livsmedelsgodkänd
- ✓ färdig att användas

Produktbeskrivning

Ytdesinfektion för desinficering av ytor och utrustning. Verkar snabbt och effektivt mot bakterier, svamp och olika virus. Godkänd av danska veterinär- och livsmedelsverket J. nr 2020-29-7105-0051 med dispens för eftersköljning med vatten. Produkten är klassificerad av CEI som avsedd för desinficering av ytor inom vårdsektorn.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Ytdesinfektion
Varumärke	ABENA
Färg	Klar
Funktioner	70 % etanol, flaska med snäpplock
pH-värde (konc.)	6,5-7,5
Innehållsförteckning	70% ethanol
Bredd	8 cm
Höjd	27 cm
Vikt, netto	968 g
Volym, netto	1000 ml
Produkt- eller teststandarder	EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563
Direktiv, förordningar och lagstiftning	BPR EU 528/2012
Doseringsinstruktioner	Används utspädd
Säkerhetsanvisningar och varningar	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvara innehållet på ett säkert ställe. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras endast i originalförpackningen. Förvaras utom räckhåll för barn
Hållbarhetstid	36 månader
Hållbarhet, öppnad	12 månader
Förvaringsinstruktioner	Förvara i originalförpackning. Utsätt ej för direkt solljus. Förvaras utom synhåll för barn.
Temperaturlerans	5-30 °C
Instruktioner för produktkassering	Leverera till återvinningsanläggningen.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Föremålet hålls fuktigt i minst 1 minut för optimal effekt.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	12 st	33.8 cm	26 cm	27.4 cm	5703538446696
st	1000 ml				5703538237690



Produkten är mycket brandfarlig.



Produkten kan utgöra en hälsorisk.

