

Nitrile Indigo Fine

Tunn engångshandske i nitril

Silkesmjuk och smidig nitrilhandske med utmärkta användaregenskaper. Texturerade fingertoppar för extra bra grepp i vått som torrt. Rullkant gör den lätt att ta på. Elastisk och stabil krage som följer armen. Puderfri. Silikonfri. Latexfri.

Blålila. Längd 24 cm.

Tjocklek: Fingertopp 0,08mm

Handflata 0,05mm

Storlek XS-XL med tydliga storleksmarkeringar på askens alla sidor.

Lämplig användning inom sjukvård, laboratorier, livsmedelshandtering samt vid rengöring.



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

En silikonfri och tunn handske som ger mycket bra känsel. Materialet gör att handsken anpassar sig efter handen. Minimal risk för allergi.

KVALITET OCH MILJÖ

- Uppfyller Europa-standardEN 455-1,2,3 och 4,
- CE-märkta enligt PPE 2016/425 Cat III & MDR 2017/745 Class I
- Livsmedelsgodkänd av ISEGA.
- Genombrotstider för kemikalier testad enligt EN 16523-1
- ISO 374-1 Type B (JKT)

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Bestnr	Benämning	Antal per ask	Antal per kartong	Antal per pall
2067390	Nitrile Indigo Fine XS	150	1 500	54 000
2067391	Nitrile Indigo Fine S	150	1 500	54 000
2067392	Nitrile Indigo Fine M	150	1 500	54 000
2067393	Nitrile Indigo Fine L	150	1 500	54 000
2067394	Nitrile Indigo Fine XL	150	1 500	54 000
2147700	Nitrile Indigo Fine XS	50	1 000	24 000
2147701	Nitrile Indigo Fine S	50	1 000	24 000
2147702	Nitrile Indigo Fine M	50	1 000	24 000
2147703	Nitrile Indigo Fine L	50	1 000	24 000
2147704	Nitrile Indigo Fine XL	50	1 000	24 000

Tillverkad i Malaysia