

Worksafe Indigo Classic

Engångshandske i Nitril

Tunn smidig engångshandske i nitril med texturerade fingertoppar

Tjocklek finger: min 0,08mm

Tjocklek handflata: min 0,07mm

Längd 24 cm. Storlek XS-XL med tydliga storleksmarkeringar på askens alla sidor.

Lämplig för användning inom daglig omvårdnad, användning inom sjukvård, vid provtagning, vid kontakt med blod och andra kroppsvätskor. Andra användningsområden är livsmedelshantering och rengöring.



KVALITET OCH MILJÖ

- EN 455-1,2,3 och 4
- CE-märkt
- Livsmedelsgodkänd
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018/ Type B
- EN ISO 374-4:2019
- EN ISO 374-5:2016- virus & bakterier
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 16523-1
- AQL 1.5

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Best nr	Benämning och storlek	Antal per ask	Antal per kartong	Antal per pall
2155897	Worksafe Indigo Classic XS/5-6	100	1 000	48 000
2155898	Worksafe Indigo Classic S/6-7	100	1 000	48 000
2155899	Worksafe Indigo Classic M/7-8	100	1 000	48 000
2155900	Worksafe Indigo Classic L/8-9	100	1 000	48 000
2155901	Worksafe Indigo Classic XL/9-10	100	1 000	48 000

Tillverkad i Thailand